

Notfallbehälternisse

Emergency bags



Das Material macht den Unterschied

WaterStop® – für anspruchsvolle Einsätze

The material makes the difference


WaterStop® made for professionals

Wir freuen uns Ihnen unsere neue Produktlinie WaterStop® vorstellen zu dürfen. Seit Jahren liefern wir ein sehr erfolgreiches Sortiment an Notfallbehältnissen. In erster Linie geht es uns nicht darum neue Modelle zu erfinden, sondern unser bestehendes Sortiment durch Innovation, hochwertigeres Hightechmaterial und Verarbeitungsprozesse zu verbessern. Unser Ziel ist es auf bestehende Anforderungen und Bedürfnisse von professionellen Anwendern einzugehen.

WaterStop Produkte sind für den anspruchsvollen Anwender konzipiert.

We are particularly pleased to present our new WaterStop® product line. Since many years HERZmed has been supplying a tried and trusted collection of emergency medical bags. With our new WaterStop range our focus is on bringing the existing models to a new quality level by introducing innovative material and Superior workmanship to meet the challenges in the most demanding working environment.

WaterStop products are made for professionals.



Die Vorteile von PU-beschichtetem Material

Advantages of PU coated material

- Polyester-Gewebe wird zweifach mit hochwertiger PU-Beschichtung überzogen. Dies bringt zahlreiche Vorteile gegenüber der konventionellen PVC Beschichtung.
- deutlich geringeres Gewicht
- höhere Belastbarkeit im täglichen Einsatz
- bessere Temperaturbeständigkeit, insbesondere bei niedrigen Temperaturen bleibt das Material flexibel
- verbesserte Lebensdauer
- umweltfreundlicher als herkömmliches PVC Material

Our new polyester fabric is made of heavy-duty fibre with onesided PU (Polyurethane) coating. The inner side of the material is coated with two layers of PU and it has a number of advantages compared to the conventional PVC coating:

- *lighter weight but higher strength*
- *better temperature resistance, especially in low temperatures*
- *PU coating remains soft and flexible*
- *higher durability*
- *more environmental friendly than PVC*

WaterStop® Technologie mit TEFLON®

WaterStop technology with TEFLON®

Polyester-Gewebe wird in einem aufwendigen Verfahren mit einer modernen TEFLON®-Beschichtung imprägniert, wodurch gewöhnliches Polyester zu einem einzigartigen Material veredelt wird.

Wasser und Öl kann so nicht in den Stoff eindringen und wird an der Oberfläche abgewiesen.

- besonderes wasserabweisendes Material
- leichtere Reinigung von herkömmlichen Verschmutzungen
- deutlich reduziertes Gewicht
- verbesserte Lebensdauer

Our new polyester fabric is made of heavy-duty fibre with onesided PU (Polyurethane) coating. The inner side of the material is coated with two layers of PU and it has a number of advantages compared to the conventional PVC coating:

- *lighter weight but higher strength*
- *better temperature resistance, especially in low temperatures*
- *PU coating remains soft and flexible*
- *higher durability*
- *more environmental friendly than PVC*

Mit Blick fürs Detail

A look for detail

Notfallbehälter stehen im Einsatz harten Herausforderungen gegenüber. Aus diesem Grund hat es sich HERZmed zur Aufgabe gemacht, dem Anwender mit hochwertigen und robusten Materialien zur Seite zu stehen. Mit der neuen WaterStop-Serie, steht Ihnen nun ein noch widerstandsfähigeres Material zur Verfügung. Um Ihnen im Notfall einen schnellen und sicheren Zugang zu den Produkten zu ermöglichen, haben Sie zudem noch folgende Benefits:

Emergency bags are facing tough challenges. For this reason, the task has been to provide you with the new WaterStop series with a still resistant material at your disposal. In order to provide you with fast and secure access to the products, you have the following advantages:

Neuartiges Reißverschluss-system

New WaterStop® zips

Der Einsatz von wasserabweisenden Reißverschlüssen an allen offen liegenden Stellen bietet optimale Bedingungen zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichem Verbandsmaterial. Eine hohe Qualität sorgt für die lange Lebensdauer und das leichte Öffnen und Schließen.

The use of water-repellent zippers at all exposed areas provides optimal conditions for the storage of moisture-sensitive dressing material. High quality ensures long life and easy opening and closing.

Mit HERZmed® Zippern alles im Griff

HERZmed® extra strong pullers

In Extremsituationen muss jeder Handgriff sitzen. Unsere innovativen HERZmed® Zipper sind besonders stabil und optimal in der Führung. Durch die Gummierung und das Relief in HERZmed-HERZform liegen die Zipper perfekt in der Hand und gewährleisten so einen schnellen Zugang zum Inhalt.

For medical professionals every move must be perfectly executed even under great pressure. Our new HERZmed® zipper pullers are extra-ordinary strong and guarantee a smooth and safe handling.

Qualität bis ins kleinste Detail

Quality in finest details

Ein Highlight in unserer WaterStop-Linie sind die aufwendig eingenähten Reflexstreifen. Die neuen Reflexstreifen sind im Vergleich zu herkömmlichen offen angenähten Reflexstreifen deutlich besser geschützt und daher langlebiger. Weiter haben wir alle Schnallen und beanspruchte Ösen durch robustere Versionen ersetzt.

A highlight in our WaterStop line are the elaborately sewn reflective strips. The new reflective strips are much better protected compared to conventional open-sewn reflective strips and are therefore more durable. Furthermore we have replaced all buckles and stressed eyelets by robust versions.

In diesen Farben erhältlich

Available in these colors



Die kleinen Kreise zeigt, in welchen Farben das Produkt erhältlich ist!

* Ein Stern gekennzeichnet die Top-Seller



Bei uns bleiben Sie immer individuell

Individual solutions tailored to your needs

Nicht nur ein bedruckbarer und wechselbarer Reflexstreifen auf der Front bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten Ihre individuellen Wünsche zu erfüllen. Zudem haben

Sie auch die Möglichkeit ein eigenes Logo, welches mittels Klettverschluss schnell gewechselt werden kann, an jeden Rucksack anzubringen.

Not only a printable and replaceable reflective strip on the front offers you numerous possibilities to fulfill your individual wishes. In addition, you have the possibility to offer your own logo, which can be changed quickly by means of Velcro fastener, to every backpack.

WaterStop Notfallbehälternisse

Waterstop emergency bags

WaterStop Notfallrucksack PROFI RED ●●●●●●

WaterStop emergency backpack PROFI RED

Art.-Nr.
 180009* WaterStop Notfallrucksack PROFI RED, Nylon
 180513 WaterStop Notfallrucksack PROFI BLUE, Nylon
 180068 WaterStop Notfallrucksack PROFI GREEN, Nylon
 180069 WaterStop Notfallrucksack PROFI LEMON, Nylon
 180514 WaterStop Notfallrucksack PROFI BLACK, Nylon

180012* WaterStop Notfallrucksack PROFI PLANE RED
 180515 WaterStop Notfallrucksack PROFI PLANE BLUE
 180066 WaterStop Notfallrucksack PROFI PLANE GREEN
 180067 WaterStop Notfallrucksack PROFI PLANE LEMON
 180516 WaterStop Notfallrucksack PROFI PLANE BLACK

* Top-Seller

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- praktische Außentaschen
- inklusive 4 Modultaschen
- O2-Flaschen-Befestigung

Maße: ca. 65 × 42 × 23 cm

Gewicht: ca. 3,5 kg Leergewicht (Nylon-Version)

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection
- inclusive 4 modular bags
- O2-bottle mounting

Outside dimensions: approx. 65 × 42 × 23 cm

Weight empty: approx. 3.5 kg (nylon version)



WaterStop Notfallrucksack PRO ●●●●●●

WaterStop emergency backpack PRO

Art.-Nr.
 180002 WaterStop Notfallrucksack PRO RED, Nylon
 180003 WaterStop Notfallrucksack PRO BLUE, Nylon
 180072 WaterStop Notfallrucksack PRO GREEN, Nylon
 180073 WaterStop Notfallrucksack PRO LEMON, Nylon
 180004 WaterStop Notfallrucksack PRO BLACK, Nylon

180005* WaterStop Notfallrucksack PRO PLANE RED
 180006 WaterStop Notfallrucksack PRO PLANE BLUE
 180070 WaterStop Notfallrucksack PRO PLANE GREEN
 180071 WaterStop Notfallrucksack PRO PLANE LEMON
 180512 WaterStop Notfallrucksack PRO PLANE BLACK

* Top-Seller

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- 2 Seiten- und Fronttaschen (untere Tasche passend für AED)
- inklusive 5 Modultaschen

Maße: ca. 46 × 40 × 20 cm

Gewicht: ca. 2,43 kg Leergewicht (Nylon-Version)

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection
- inclusive 5 modular bags with clear transparent film
- 2 side- and frontbags (lower suitable for AED)

Outside dimensions: approx. 46 × 40 × 20 cm

Weight empty: approx. 2.43 kg (nylon version)



WaterStop Notfallrucksack SMALL RED ●

WaterStop emergency backpack SMALL RED

Art.-Nr.

- 180001 WaterStop Notfallrucksack SMALL RED, Nylon
 180510 WaterStop Notfallrucksack SMALL BLUE, Nylon
 180511 WaterStop Notfallrucksack SMALL BLACK, Nylon

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- praktische Außentasche
- inklusive 3 Modultaschen

Maße: ca. 43 × 35 × 15 cm

Gewicht: ca. 0,8 kg Leergewicht

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection
- inclusive 3 modular bags

Outside dimensions: approx. 43 × 35 × 15 cm

Weight empty: approx. 0.8 kg



WaterStop Notfalltasche FREE ●●●●●●

WaterStop Emergency bag FREE

Art.-Nr.

- 180014* WaterStop Notfalltasche FREE RED, Nylon
 180015 WaterStop Notfalltasche FREE BLUE, Nylon
 180080 WaterStop Notfalltasche FREE GREEN, Nylon
 180081 WaterStop Notfalltasche FREE LEMON, Nylon
 180016 WaterStop Notfalltasche FREE BLACK, Nylon
 *Top-Seller

Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend

- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- Aufbau: Hauptfach mit gepolsterter, 3-teiliger Inneneinteilung(herausnehmbar), Vorderfach, 2 Seitenfächer

Maße: ca. 44 × 30 × 18 cm

Gewicht: ca. 0,8 kg Leergewicht

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection
- partition: 1 main compartment with padded, 3-piece interior divider (removable) front bag, 2 sidebags

Outside dimensions: approx. 44 × 30 × 18 cm

Weight empty: approx. 0.8 kg



WaterStop Notfalltasche MULTI ● ● ● ● ●

WaterStop Emergency bag MULTI

Art.-Nr.

- 180017* WaterStop Notfalltasche MULTI RED, Nylon
- 180018* WaterStop Notfalltasche MULTI BLUE, Nylon
- 180082 WaterStop Notfalltasche MULTI GREEN, Nylon
- 180083* WaterStop Notfalltasche MULTI LEMON, Nylon
- 180019* WaterStop Notfalltasche MULTI BLACK, Nylon

*Top-Seller

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- Aufbau: Hauptfach mit fester Inneneinteilung, 2 Seitenfächer

Maße: ca. 45 × 24 × 20 cm

Gewicht: ca. 0,8 kg Leergewicht

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection
- partition: 1 main compartment with fixed interior divider, 2 sidebags

Outside dimensions: approx. 45 × 24 × 20 cm

Weight empty: approx. 0.8 kg



WaterStop Notfalltasche ULTRA ● ● ● ● ●

WaterStop Emergency bag ULTRA

Art.-Nr.

- 180020* WaterStop Notfalltasche ULTRA RED, Nylon
- 180021* WaterStop Notfalltasche ULTRA BLUE, Nylon
- 180085 WaterStop Notfalltasche ULTRA LEMON, Nylon
- 180022 WaterStop Notfalltasche ULTRA BLACK, Nylon
- 180084 WaterStop Notfalltasche ULTRA GREEN, Nylon

- 180023* WaterStop Notfalltasche ULTRA PLANE RED
- 180024 WaterStop Notfalltasche ULTRA PLANE BLUE
- 180085 WaterStop Notfalltasche ULTRA PLANE LEMON
- 180033 WaterStop Notfalltasche ULTRA PLANE BLACK

*Top-Seller

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- Aufbau: Hauptfach mit fester Inneneinteilung, Innenfach mit 7 elastischen Halterungen (z.B. für Guedeltuben) Vorderfach, 2 Seitenfächer

Maße: ca. 44 × 34 × 30 cm

Gewicht: ca. 1,40 kg Leergewicht (Nylon-Version)

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection
- partition: 1 main compartment with fixed interior divider with several elastic straps (for example oropharyngeal airway)

Outside dimensions: approx. 44 × 34 × 30 cm

Weight empty: approx. 1.40 kg (nylon version)



WaterStop Ampullarium PRO RED ●●●●●

WaterStop ampule kit PRO RED

Art.-Nr.
 180034* WaterStop PRO RED, Nylon
 180502 WaterStop PRO BLUE, Nylon
 180503 WaterStop PRO LEMON, Nylon

180031* WaterStop PRO PLANE RED
 180504 WaterStop PRO PLANE BLUE
 180074 WaterStop PRO PLANE GREEN
 180075 WaterStop PRO PLANE LEMON
 180505 WaterStop PRO PLANE BLACK

*Top-Seller

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenahte Reflexstreifen mit Kantenschutz

Maße: ca. 29 × 24 × 8,5 cm

Gewicht: ca. 650 g Leergewicht (Planen-Version)

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection

Outside dimensions: approx. 29 × 24 × 8,5 cm

Weight empty: approx. 650 g (tarpaulin version)



WaterStop Ampullarium LIGHT ●●●●●

WaterStop ampule kit LIGHT

Art.-Nr.
 180025* WaterStop Light RED, Nylon
 180026 WaterStop Light BLUE, Nylon
 180078 WaterStop Light GREEN, Nylon
 180079 WaterStop Light LEMON, Nylon
 180500 WaterStop Light BLACK, Nylon

180028* WaterStop Light PLANE RED
 180501 WaterStop Light PLANE BLUE
 180076 WaterStop Light PLANE GREEN
 180077 WaterStop Light PLANE LEMON
 180030 WaterStop Light BLACK PLANE

*Top-Seller

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes

Maße: ca. 13 × 18 × 6 cm

Gewicht: ca. 200 g Leergewicht (Nylon-Version)

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents

Outside dimensions: approx. 13 × 18 × 6 cm

Weight empty: approx. 200 g (nylon version)



O2 - Transporttaschen Oxygen bags

O2 - Transporttasche MOBIL BLACK ●

Oxygen bag mobil BLACK

Art.-Nr.
190703* O2 - Transporttasche MOBIL BLACK, Nylon
*Top-Seller

- aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Polyester-Nylon-Material
- komfortabler Tragegurt
- O2-Flasche bis zu 2 l fixierbar

Maße: ca. 48 × 22 × 11 cm
Gewicht: ca. 1,4 kg Leergewicht

- made of durable, waterrepellent polyester-nylon-material
- with shoulder and back straps
- O2 bottle can be fixed up to 2 l

Outside dimensions: approx. 48 × 22 × 11 cm
Weight empty: approx. 1.4 kg



O2 - Transporttasche ULTRA PLANE BLUE

Oxygen bag BLUE PLANE - Model 2020 ●

Art.-Nr.
190306* O2 - Transporttasche ULTRA PLANE BLUE
*Top-Seller

- passend für O2-Flaschen bis zu 2 Liter in Kombination mit einem Druckminderer
- Viel Stauraum durch zusätzlich Seitentaschen
- Eine zusätzliche Modultasche im Innenraum
- Halterung für komfortablen Trage- und Schultertragegurt (abnehmbar)
- aufklappbares Klarsichtfenster ermöglicht eine direkte Sicht auf den Druckminderer und ebenso einen schnellen Zugang

Maße: ca. 48 × 22 × 11 cm
Gewicht: ca. 1,4 kg Leergewicht

- suitable for O2 bottles up to 2 liters
- Lots of storage space through additional side pockets
- An additional module bag in the interior
- comfortable Carrying strap and shoulder strap (detachable)
- hinged transparent window allows direct view of the pressure reducer and also quick access

Outside dimensions: approx. 48 × 22 × 11 cm
Weight empty: approx. 1.4 kg



O2 - Transporttasche PROFI PLANE BLUE

WaterStop Oxybag PROFI BLUE ●

Art.-Nr.
190308* O2 - Transporttasche PROFI PLANE BLUE
*Top-Seller

- passend für O2-Flaschen bis zu 2 Liter
- Viel Stauraum durch zusätzlich Seitentaschen (1x außen; 2x innen)
- Eine zusätzliche Modultasche im Außenraum für Zubehör
- Halterung für Trage- und Schultertragegurt (abnehmbar).
- Tragegurt mit Metallclips
- Hochwertiger Schnellverschluss aus Metall auf der Rückseite ermöglichen ein schnelles Anbringen an einer Trage oder Liege
- Aufklappbares Klarsichtfenster ermöglicht eine direkte Sicht auf den Druckminderer und ebenso einen schnellen Zugang
- Eingenahte weiße Reflexstreifen

Maße: 49 x 24 x 17 cm (BxHxT)
Gewicht: 0,73 kg (Leergewicht)

- Suitable for O2 bottles up to 2 liters
- Lots of storage space through additional side pockets (1x outside, 2x inside)
- An additional outdoor module bag for accessories
- Holder for carrying and shoulder strap (removable).
- Carrying strap with metal clips
- High-quality metal quick-release fastener on the back allows quick attachment to a stretcher or lounge
- Hinged transparent window allows a direct view of the pressure reducer and also a quick access
- Sewn-in white reflective stripes

Outside dimensions: 49 × 24 × 17 cm
Weight empty: 0.73 kg



Notfalltasche FLEX RED PLANE ●●●●

Emergency bag FLEX RED PLANE

Art.-Nr.

180035* Notfalltasche FLEX RED PLANE

180064* Notfalltasche FLEX GREEN PLANE

180065* Notfalltasche FLEX LEMON PLANE

*Top-Seller

- Aufteilung: 1 Hauptfach mit aufklappbarem Innenleben, drei Fächer die per Reißverschluss verschlossen werden können, vielen elastischen Bändern (für z.B. Guedeltuben) und eine Modultasche (ideal für mobiles Verbandsmaterial),
- reißfestes Planenmaterial für sicheren Schutz vor Wasser
- graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- optional mit Haken zur Wandbefestigung

☞ Außenmaße: ca. 28 x 32 x 18 cm

☞ Gewicht leer: ca. 1,3 kg

- *partition: 1 main compartment with fold-away innerlife, three compartments which can be closed by a zip fastener, several elastic straps (for example, oropharyngeal airway), a modular bag (ideal for mobile dressing material)*
- *tear-resistant tarpaulin for safe water protection*
- *gray lining for good visibility of the contents*
- *optionally with hooks for wall mounting*

☞ Outside dimensions: approx. 28 x 32 x 18 cm

☞ Weight empty: approx. 1.3 kg



Wandhalterung Haken-SET Metall PRO

Wall mount

Art.-Nr. 180044

- zur Wandbefestigung der Notfalltasche FLEX
- for wall mounting the emergency bag FLEX



Neues Modell

Notfalltasche AED FLEX PLANE ●●●●

Emergency bag AED FLEX PLANE

Art.-Nr.

180200* Notfalltasche AED FLEX RED PLANE

180201 Notfalltasche AED FLEX BLUE PLANE

180203 Notfalltasche AED FLEX LEMON PLANE

*Top-Seller

- Hauptfach (ca. 32 x 29 x 15 cm) (B x H x T)
- Variable Facheinteilung mittels Klett-Trennsteg und umlaufende Elasticschlaufen
- Deckel mit Reißverschluss (ca. 31 x 28 x 2 cm) und 2 Klarsicht Fächer
- Deckel- Außenfach (ca. 32 x 27 x 8 cm) mit Fensterfach Platz für den AED
- Zwei seitliche Außentaschen (ca. 16 x 30 x 7 cm)
- Sicherheits- Reflexstreifen
- Farben: Red, Yellow und Blue erhältlich
- Abmessungen (B x H x T): 44 x 30 x 25 cm
- Volumen: ca. 30 Liter

☞ Maße: ca. 44 x 30 x 25 cm

☞ Gewicht: ca. 1,5 kg Leergewicht

- *made of durable material – polyester-nylon*
- *with transparent viewing window*
- *sewn-in reflective strips with edge protection*
- *Variable compartment dividers with Velcro divider and all-round elastic loops*

☞ Outside dimensions: approx. 44 x 30 x 25 cm

☞ Weight empty: approx. 1,5 kg



Organisation

Organization

Fahrtenbuch A5 Organisator PLANE ● ● ● ●

Log book

Art.-Nr.

180041* Fahrtenbuch A5 Organisator PLANE RED

180040* Fahrtenbuch A5 Organisator PLANE BLUE

180402* Fahrtenbuch A5 Organisator PLANE LEMON

180403* Fahrtenbuch A5 Organisator PLANE BLACK

*Top-Seller

- bewährtes Planenmaterial
- flexible Einteilung
- passend für DIN A5 Dokumente

 Außenmaße: ca. 28 × 5 × 22 cm

 Gewicht: ca. 430 g

- proven tarpaulins
- flexible classification
- suitable for DIN A5 documents

 Outside dimensions: approx. 28 × 5 × 22 cm

 Weight: approx. 430 g



MULTI Einsatz-Organizer A4 PLANE ● ● ● ●

Organizer A4 PLANE

Art.-Nr.

180038* MULTI EinsatzOrganizer A4 PLAN RED

180037* MULTI EinsatzOrganizer A4 PLANE BLUE

180400* MULTI EinsatzOrganizer A4 PLANE LEMON

180401* MULTI EinsatzOrganizer A4 PLANE BLACK

*Top-Seller

- auffällige, weiße Reflexstreifen
- bewährtes Planenmaterial
- flexible Einteilung
- Triage-Farbeinteilung

 Außenmaße: ca. 28 × 6 × 37 cm

 Gewicht: ca. 850 g

- remarkable white reflective strips

- proven tarpaulins
- flexible classification
- triage color division

 Outside dimensions: approx. 28 × 6 × 37 cm

 Weight : approx. 850 g



Notfallbehälternisse YELLOW Serie

Emergency bags YELLOW series

PREMIUM Notfallrucksack

X1 YELLOW PLANE

PREMIUM emergency backpack

X1 YELLOW PLANE ●●

Art.-Nr. 190189 (RED, PLANE)
190171 (BLUE, PLANE)

- bewährtes Planenmaterial
- Notfalltaschen-Rucksackkombination
- inklusive 7 farbcodierte Modultaschen mit Sichtfenster
- Eingenahte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- O2-Flaschen-Befestigung

Maße: ca. 52 × 34 × 30 cm

Gewicht: ca. 5,6 kg

- made of durable material -polyester-nylon or tarpaulin
- incl. 7 color-coded modular pockets with transparent viewing window
- sewn-in reflective strips with edge protection
- O2-bottle mounting

Outside dimensions: approx. 52 × 34 × 30 cm

Weight empty: approx. 5,6 kg



NEUES Modell mit modernem Gurtsystem

New Modell with modern belt system

WaterStop Notfallrucksack X1 SLIM PLANE

WaterStop emergency backpack X1 SLIM PLANE ●●●●●●●

Art.-Nr.
180230* Waterstop Notfallrucksack X1 SLIM PLANE RED
180231* Waterstop Notfallrucksack X1 SLIM PLANE BLUE
180232* Waterstop Notfallrucksack X1 SLIM PLANE LEMON
180233* Waterstop Notfallrucksack X1 SLIM PLANE BLACK
180224* Waterstop Notfallrucksack X1 SLIM PLANE GREEN

* Top-Seller

- bewährtes Planenmaterial
- Notfalltaschen-Rucksackkombination
- inklusive 7 farbcodierte Modultaschen mit Sichtfenster
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- O2-Flaschen-Befestigung
- abnehmbare Gurtträger

Maße: ca. 52 × 34 × 20 cm
Gewicht: ca. 5,2 kg

- made of durable material -polyester-nylon or tarpaulin
- incl. 7 color-coded modular pockets with transparent viewing window
- sewn-in reflective strips with edge protection
- O2-bottle mounting
- Detachable belt straps

Outside dimensions: approx. 52 × 34 × 20 cm
Weight empty: approx. 5,2 kg

JETZT AUCH ALS
SLIM VERSION
(SCHMALER)

NOW AS
SLIM VERSION
(NARROWER)



20 cm



ABNEHMBARE
GURTTRÄGER

DETACHABLE
BELT STRAPS



Notfallrucksack PROFI

Emergency backpack PROFI ●●●

Art.-Nr.

190114* Notfallrucksack PROFI RED, Nylon
 190116 Notfallrucksack PROFI BLUE, Nylon
 190701 Notfallrucksack PROFI BLACK, Nylon
 190115* Notfallrucksack PROFI PLANE RED
 190117* Notfallrucksack PROFI PLANE BLUE
 190702 Notfallrucksack PROFI PLANE BLACK

* Top-Seller

- aus strapazierfähigem Material – Polyester-Nylon oder PLANE
- praktische Außentaschen
- 4 Modultaschen mit Sichtfenster
- Gelbe Reflexstreifen
- O2-Flaschen-Befestigung für bis zu 2 Liter

Maße: ca. 65 × 42 × 23 cm

Gewicht: ca. 3,9 kg Leergewicht (Nylon-Version)/ 4,6 kg (Planen-Version)

- made of durable material – polyester-nylon or tarpaulin
- incl. 4 modular pockets with transparent window
- yellow reflective strips
- O2-bottle mounting for up to 2 liters

Outside dimensions: approx. 65 × 42 × 23 cm

Weight empty: approx. 3.9 kg (nylon version)/ 4.6 kg (tarpaulin version)



Notfallrucksack YELLOW LARGE

Emergency backpack YELLOW LARGE ●●●

Art.-Nr.

190132* Notfallrucksack YELLOW LARGE RED, Nylon
 190243* Notfallrucksack YELLOW LARGE BLUE, Nylon
 190133* Notfallrucksack WHITE LARGE BLACK, Nylon

190134* Notfallrucksack YELLOW LARGE PLANE RED
 190244* Notfallrucksack YELLOW LARGE PLANE BLUE
 190700* Notfallrucksack YELLOW LARGE PLANE BLACK

* Top-Seller

- aus strapazierfähigem Material – Polyester-Nylon oder PLANE
- praktische Außentaschen
- 5 farbkodierte Modultaschen mit Klarsichtfolie
- gelbe Reflexstreifen
- frei einteilbarer Innenraum

Maße: ca. 36 × 47 × 26 cm

Gewicht: ca. 2 kg Leergewicht (Nylon-Version)/ 3 kg (Planen-Version)

- made of durable material – polyester-nylon or tarpaulin
- 5 color-coded modular pockets with transparent viewing window
- yellow reflective strips
- freely indivisible interior

Outside dimensions: approx. 36 × 47 × 26 cm

Weight empty: approx. 2 kg (nylon version)/ 3 kg (tarpaulin-version)



NEUES Modell mit modernem Gurtsystem

New Modell with modern belt system

WaterStop Notfallrucksack F1 PLANE

WaterStop emergency backpack F1 PLANE ● ● ● ●

Art.-Nr.
 180204* WaterStop Notfallrucksack F1 PLANE RED
 180205* WaterStop Notfallrucksack F1 PLANE BLUE
 180206* WaterStop Notfallrucksack F1 PLANE LEMON
 180207* WaterStop Notfallrucksack F1 PLANE BLACK
 *Top-Seller

- bewährtes Planenmaterial
- Notfalltaschen-Rucksackkombination
- inklusive 7 farbcodierte Modultaschen mit Sichtfenster
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- O2-Flaschen-Öffnung
- abnehmbare Gurtträger

Maße: ca. 52 × 30 × 25 cm
 Gewicht: ca. 4.6 kg

- made of durable material -polyester-nylon or tarpaulin
- incl. 7 color-coded modular pockets with transparent viewing window
- sewn-in reflective strips with edge protection
- O2-bottle mounting
- Removable belt carriers

Outside dimensions: approx. 52 × 30 × 25 cm
 Weight empty: approx. 4.6 kg



SEITLICHE ÖFFNUNG FÜR O2 FLASCHEN

Flasche muß nicht aus dem Notfallrucksack herausgenommen werden.



ABNEHMBARE GURTTRÄGER

DETACHABLE BELT STRAPS



Notfalltasche YELLOW LARGE ●●●

Emergency bag YELLOW LARGE

Art.-Nr.

- 190135* Notfalltasche YELLOW LARGE RED, Nylon
- 190242 Notfalltasche YELLOW LARGE BLUE, Nylon
- 190136* Notfalltasche YELLOW LARGE BLACK, Nylon
- 190137* Notfalltasche YELLOW LARGE RED PLANE
- 190241 Notfalltasche YELLOW LARGE BLUE PLANE

*Top-Seller

- aus strapazierfähigem Material – Polyester-Nylon oder PLANE
- praktische Außentaschen
- Klarsichtfach
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- dreigeteilter Innenraum

Maße: ca. 52 × 32 × 32 cm

Gewicht: ca. 1,6 kg Leergewicht (Nylon-Version) / 2,7 kg (Planen-Version)

- made of durable material – polyester-nylon or tarpaulin
- with transparent viewing window
- sewn-in reflective strips with edge protection
- three-section interior

Outside dimensions: approx. 52 × 32 × 32 cm

Weight empty: approx. 1.6 kg (nylon version) / 2.7 kg (tarpaulin version)



Notfalltasche YELLOW MEDIUM ●●

Emergency bag YELLOW MEDIUM

Art.-Nr.

- 190138* Notfalltasche YELLOW MEDIUM RED, Nylon
- 190240* Notfalltasche YELLOW MEDIUM BLUE, Nylon
- 190139 Notfalltasche YELLOW MEDIUM PLANE RED
- 190239 Notfalltasche YELLOW MEDIUM PLANE BLUE

*Top-Seller

- aus strapazierfähigem Material – Polyester-Nylon oder PLANE
- praktische Außentaschen
- Klarsichtfach
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- dreigeteilter Innenraum

Maße: ca. 43 × 25 × 27 cm

Gewicht: ca. 1 kg Leergewicht (Nylon-Version) / 2 kg (Planen-Version)

- made of durable material – polyester-nylon or tarpaulin
- with transparent viewing window
- sewn-in reflective strips with edge protection
- three-section interior

Outside dimensions: approx. 43 × 25 × 27 cm

Weight empty: approx. 1 kg (nylon version) / 2 kg (tarpaulin version)



Notfalltasche YELLOW SMALL ●●●

Emergency bag YELLOW SMALL

Art.-Nr.

- 190140* Notfalltasche YELLOW SMALL RED, Nylon
- 190203 Notfalltasche YELLOW SMALL BLUE, Nylon

*Top-Seller

- aus strapazierfähigem Material – Polyester-Nylon
- praktische Außentaschen und Klarsichtfach

Außenmaße: ca. 37 × 21 × 27 cm

Gewicht: ca. 700 g, Volumen: ca. 12 L

- made of durable material polyester-nylon
- practical outer pockets and with transparent viewing window

Outside dimensions: approx. 37 × 21 × 27 cm

Weight: approx. 700 g, volume: approx. 12 L



Modultaschen

modular bags

Unsere Modultaschen sind in verschiedenen Farben und aus strapazierfähigen Polyester-Nylon- oder Planen-Material erhältlich. Alle Modelle besitzen ein PVC-Sichtfenster.
Our modular bags are available in different colors and are made of durable material – polyester-nylon or tarpaulin. All models have a PVC Window.

Bestellinformationen

Ordering information

Art. Nr.	Beschreibung
HERZmed module bags X1 PLANE	
190358	Modultasche X1 PLANE XL RED
190356	Modultasche X1 PLANE XL BLUE
190357	Modultasche X1 PLANE XL GREEN
190359	Modultasche X1 PLANE XL LEMON
190360	Modultasche X1 PLANE XL BLACK
190354	Modultasche X1 PLANE XL GREY
190344	Modultasche X1 PLANE L RED
190342	Modultasche X1 PLANE L BLUE
190343	Modultasche X1 PLANE L GREEN
190345	Modultasche X1 PLANE L LEMON
190346	Modultasche X1 PLANE L BLACK
190347	Modultasche X1 PLANE L GREY
190351	Modultasche X1 PLANE S RED
190349	Modultasche X1 PLANE S BLUE
190350	Modultasche X1 PLANE S GREEN
190352	Modultasche X1 PLANE S LEMON
190354	Modultasche X1 PLANE S BLACK
190354	Modultasche X1 PLANE S GREY

Art. Nr.	Beschreibung
HERZmed module bags F1	
180551	Modultasche F1 XL RED
180552	Modultasche F1 XL BLUE
180553	Modultasche F1 XL GREEN
180554	Modultasche F1 XL LEMON
180555	Modultasche F1 XL BLACK
180556	Modultasche F1 L RED
180557	Modultasche F1 L BLUE
180558	Modultasche F1 L GREEN
180559	Modultasche F1 L LEMON
180560	Modultasche F1 L BLACK
180561	Modultasche F1 M RED
180562	Modultasche F1 M BLUE
180563	Modultasche F1 M GREEN
180564	Modultasche F1 M LEMON
180565	Modultasche F1 M BLACK
HERZmed module bags PROFI PLANE	
190393	Modultasche PROFI PLANE L RED
190391	Modultasche PROFI PLANE L BLUE
190392	Modultasche PROFI PLANE L GREEN
190394	Modultasche PROFI PLANE L LEMON
190395	Modultasche PROFI PLANE L BLACK
190396	Modultasche PROFI PLANE L GREY
190386	Modultasche PROFI PLANE M RED
190384	Modultasche PROFI PLANE M BLUE
190385	Modultasche PROFI PLANE M GREEN
190387	Modultasche PROFI PLANE M LEMON
190388	Modultasche PROFI PLANE M BLACK
190389	Modultasche PROFI PLANE M GREY
190379	Modultasche PROFI PLANE S RED
190377	Modultasche PROFI PLANE S BLUE

Passend für: WaterStop Notfallrucksack X1

WaterStop Modultasche **X1 S**

WaterStop Modultasche **X1 L**

WaterStop Modultasche
PROFI XS

WaterStop Modultasche
PROFI S

WaterStop Modultasche
PROFI M



Art. Nr.	Beschreibung
190378	Modultasche PROFI PLANE S GREEN
190380	Modultasche PROFI PLANE S LEMON
190381	Modultasche PROFI PLANE S BLACK
190382	Modultasche PROFI PLANE S GREY
190372	Modultasche PROFI PLANE XS RED
190370	Modultasche PROFI PLANE XS BLUE
190371	Modultasche PROFI PLANE XS GREEN
190373	Modultasche PROFI PLANE XS LEMON
190374	Modultasche PROFI PLANE XS BLACK
190375	Modultasche PROFI PLANE XS GREY

HERZmed module bags PRO PLANE

180119	Modultasche PRO PLANE L RED
180120	Modultasche PRO PLANE L BLUE
180121	Modultasche PRO PLANE L GREEN
180122	Modultasche PRO PLANE L LEMON
180123	Modultasche PRO PLANE L BLACK
180114	Modultasche PRO PLANE M RED
180115	Modultasche PRO PLANE M BLUE
180116	Modultasche PRO PLANE M GREEN
180117	Modultasche PRO PLANE M LEMON
180118	Modultasche PRO PLANE M BLACK
180109	Modultasche PRO PLANE S RED
180107	Modultasche PRO PLANE S BLUE
180110	Modultasche PRO PLANE S LEMON
180108	Modultasche PRO PLANE S GREEN
180111	Modultasche PRO PLANE S BLACK

HERZmed module bags

180095	Modultasche PRO L RED
180093	Modultasche PRO L BLUE
180094	Modultasche PRO L GREEN
180096	Modultasche PRO L LEMON
180097	Modultasche PRO L BLACK

Art. Nr.	Beschreibung
180102	Modultasche PRO M RED
180100	Modultasche PRO M BLUE
180101	Modultasche PRO M GREEN
180103	Modultasche PRO M LEMON
180104	Modultasche PRO M BLACK
180088	Modultasche PRO S RED
180086	Modultasche PRO S BLUE
180089	Modultasche PRO S LEMON
180087	Modultasche PRO S GREEN
180090	Modultasche PRO S BLACK
190088*	Modultaschen PRO SET PLANE

YELLOW module bags PLANE

190123	Modultasche 300 PLANE RED
190551	Modultasche 300 PLANE BLUE
190552	Modultasche 300 PLANE GREEN
190553	Modultasche 200 PLANE RED
190553	Modultasche 200 PLANE BLUE
190122	Modultasche 200 PLANE GREEN
190554	Modultasche 100 PLANE RED
190124	Modultasche 100 PLANE BLUE
190555	Modultasche 100 PLANE GREEN

YELLOW module bags

190561	Modultasche 300 RED
190128	Modultasche 300 BLUE
190562	Modultasche 300 GREEN
190556	Modultasche 200 RED
190126	Modultasche 200 BLUE
190558	Modultasche 200 GREEN
190128	Modultasche 100 RED
190127	Modultasche 100 BLUE
190131	Modultasche 100 GREEN
190087*	Modultaschen PRO SET

*Top-Seller

WaterStop Modultasche
PROFI L



Modultasche 100



Modultasche 200



Modultasche 300



Notfalltaschen

Emergency bags

Überblick unsere Notfalltaschen und der verschiedenen Farben In strapazierfähigen Polyester-Nylon- oder Planen-Material erhältlich.

Overview of our emergency bags and the different colors Available in durable polyester nylon or Planen material.

WaterStop Ampularien/ampullarium

Ampullarium Light

- 180025* WaterStop Ampullarium Light RED, Nylon
- 180026 WaterStop Ampullarium Light BLUE, Nylon
- 180078 WaterStop Ampullarium Light GREEN, Nylon
- 180079 WaterStop Ampullarium Light LEMON, Nylon
- 180500 WaterStop Ampullarium Light BLACK, Nylon
- 180028* WaterStop Ampullarium Light PLANE RED
- 180501 WaterStop Ampullarium Light PLANE BLUE
- 180076 WaterStop Ampullarium Light PLANE GREEN
- 180077 WaterStop Ampullarium Light PLANE LEMON
- 180030 WaterStop Ampullarium Light BLACK PLANE



Ampullarium PRO

- 180034* WaterStop Ampullarium PRO RED, Nylon
- 180502 WaterStop Ampullarium PRO BLUE, Nylon
- 180503 WaterStop Ampullarium PRO LEMON, Nylon
- 180031* WaterStop Ampullarium PRO RED PLANE
- 180504 WaterStop Ampullarium PRO PLANE BLUE
- 180074 WaterStop Ampullarium PRO PLANE GREEN
- 180075 WaterStop Ampullarium PRO PLANE LEMON
- 180505 WaterStop Ampullarium PRO PLANE BLACK



WaterStop Notfallrucksäcke emergency backpack WATERSTOP

WaterStop Notfallrucksack SMALL

- 180001* WaterStop Notfallrucksack SMALL RED, Nylon
- 180510 WaterStop Notfallrucksack SMALL BLUE, Nylon
- 180511 WaterStop Notfallrucksack SMALL BLACK, Nylon



WaterStop Notfallrucksack PRO

- 180002 WaterStop Notfallrucksack PRO RED, Nylon
- 180003 WaterStop Notfallrucksack PRO BLUE, Nylon
- 180072 WaterStop Notfallrucksack PRO GREEN, Nylon
- 180073 WaterStop Notfallrucksack PRO LEMON, Nylon
- 180004 WaterStop Notfallrucksack PRO BLACK, Nylon
- 180005* WaterStop Notfallrucksack PRO PLANE RED
- 180006 WaterStop Notfallrucksack PRO PLANE BLUE
- 180070 WaterStop Notfallrucksack PRO PLANE GREEN
- 180071 WaterStop Notfallrucksack PRO PLANE LEMON
- 180512 WaterStop Notfallrucksack PRO PLANE BLACK



WaterStop Notfallrucksack PROFI

- 180009* WaterStop Notfallrucksack PROFI RED, Nylon
- 180513 WaterStop Notfallrucksack PROFI BLUE, Nylon
- 180068 WaterStop Notfallrucksack PROFI GREEN, Nylon
- 180069 WaterStop Notfallrucksack PROFI LEMON, Nylon
- 180514 WaterStop Notfallrucksack PROFI BLACK, Nylon
- 180012* WaterStop Notfallrucksack PROFI PLANE RED
- 180515 WaterStop Notfallrucksack PROFI PLANE BLUE
- 180066 WaterStop Notfallrucksack PROFI PLANE GREEN
- 180067 WaterStop Notfallrucksack PROFI PLANE LEMON
- 180516 WaterStop Notfallrucksack PROFI PLANE BLACK



WaterStop Notfallrucksack X1 PLANE

- 180220* WaterStop Notfallrucksack X1 PLANE RED
- 180221* WaterStop Notfallrucksack X1 PLANE BLUE
- 180222* WaterStop Notfallrucksack X1 PLANE LEMON
- 180223* WaterStop Notfallrucksack X1 PLANE BLACK
- 180223* WaterStop Notfallrucksack X1 PLANE GREEN



WaterStop Notfallrucksack X1 SLIM PLANE

- 180230* WaterStop Notfallrucksack X1 SLIM PLAN RED
- 180231* WaterStop Notfallrucksack X1 SLIM PLANE BLUE
- 180232* WaterStop Notfallrucksack X1 SLIM PLANE LEMON
- 180233* WaterStop Notfallrucksack X1 SLIM PLANE BLACK



WaterStop Notfallrucksack F1 PLANE

- 180204* WaterStop Notfallrucksack F1 PLANE RED
- 180205* WaterStop Notfallrucksack F1 PLANE BLUE
- 180206* WaterStop Notfallrucksack F1 PLANE LEMON
- 180207* WaterStop Notfallrucksack F1 PLANE BLACK



WaterStop Notfallrucksack PROFI

- 190114* Notfallrucksack PROFI RED, Nylon
- 190116 Notfallrucksack PROFI BLUE, Nylon
- 190701 Notfallrucksack PROFI BLACK, Nylon
- 190115* Notfallrucksack PROFI PLANE RED
- 190117* Notfallrucksack PROFI PLANE BLUE
- 190702 Notfallrucksack PROFI PLANE BLACK



WaterStop Notfalltaschen WaterStop emergency bags

WaterStop Notfalltasche FREE

- 180014* WaterStop Notfalltasche FREE RED
- 180015 WaterStop Notfalltasche FREE BLUE
- 180080 WaterStop Notfalltasche FREE GREEN
- 180081 WaterStop Notfalltasche FREE LEMON
- 180016 WaterStop Notfalltasche FREE BLACK



WaterStop Notfalltasche MULTI

- 180017* WaterStop Notfalltasche MULTI RED
- 180018* WaterStop Notfalltasche MULTI BLUE
- 180082 WaterStop Notfalltasche MULTI GREEN
- 180083* WaterStop Notfalltasche MULTI LEMON
- 180019 WaterStop Notfalltasche MULTI BLACK



WaterStop Notfalltasche ULTRA

- 180020* WaterStop Notfalltasche ULTRA RED
- 180021* WaterStop Notfalltasche ULTRA BLUE
- 180085 WaterStop Notfalltasche ULTRA LEMON
- 180022 WaterStop Notfalltasche ULTRA BLACK
- 180084 WaterStop Notfalltasche ULTRA GREEN
- 180023* WaterStop Notfalltasche ULTRA PLANE RED
- 180024 WaterStop Notfalltasche ULTRA PLANE BLUE
- 180085 WaterStop Notfalltasche ULTRA PLANE LEMON
- 180033 WaterStop Notfalltasche ULTRA PLANE BLACK



WaterStop Notfalltasche YELLOW SMALL

- 190140* Notfalltasche YELLOW SMALL RED
- 190203 Notfalltasche YELLOW SMALL BLUE



WaterStop Notfalltasche YELLOW MEDIUM

- 190138* Notfalltasche YELLOW MEDIUM RED
- 190240* Notfalltasche YELLOW MEDIUM BLUE
- 190139 Notfalltasche YELLOW MEDIUM PLANE RED
- 190239 Notfalltasche YELLOW MEDIUM PLANE BLUE



WaterStop Notfalltasche YELLOW LARGE

- 190135* Notfalltasche YELLOW LARGE RED
- 190242 Notfalltasche YELLOW LARGE BLUE
- 190136* Notfalltasche WHITE LARGE BLACK
- 190137* Notfalltasche YELLOW LARGE RED PLANE
- 190241 Notfalltasche YELLOW LARGE BLUE PLANE



Spezielle Notfalltaschen special emergency bags

WaterStop Notfalltasche AED FLEX

- 180200* Notfalltasche AED FLEX RED PLANE
- 180201 Notfalltasche AED FLEX BLUE PLANE
- 180203 Notfalltasche AED FLEX LEMON PLANE



Spezielle Notfalltaschen special emergency bags

WaterStop Notfalltasche FLEX

- 180035* Notfalltasche FLEX RED PLANE
- 180064* Notfalltasche FLEX GREEN PLANE
- 180065* Notfalltasche FLEX LEMON PLANE
- 180044* Haken-SET Metall PRO



Organiser / logbooks

MULTI EINSATZORGANIZER

- 180038* MULTI EinsatzOrganizer A4 PLAN RED
- 180037* MULTI EinsatzOrganizer A4 PLANE BLUE
- 180400* MULTI EinsatzOrganizer A4 PLANE LEMON
- 180401* MULTI EinsatzOrganizer A4 PLANE BLACK



FAHRTENBUCH A5 ORGANISATOR

- 180041* Fahrtenbuch A5 Organisator PLANE RED
- 180040* Fahrtenbuch A5 Organisator PLANE BLUE
- 180402* Fahrtenbuch A5 Organisator PLANE LEMON
- 180403* Fahrtenbuch A5 Organisator PLANE BLACK



O2 - Transporttaschen / oxygen bags

- 190703* O2 - Transporttasche MOBIL BLACK



- 190306* O2 - Transporttasche ULTRA PLANE BLUE



- 190308* O2 - Transporttasche PROFI PLANE BLUE



- 180601* O2 - Halterung X1 Universal PLANE BLUE

*Top-Seller



Vertrieb/ Sales Office:

HERZmed GmbH
Rottenbacher Straße 9
82497 Unterammergau

Tel.: +49 (0) 8822 824 0002
Fax: +49 (0) 8822 824 0006
Mail: herzmed@herzmed.de
Web: www.herzmed.com

Verwaltung/Managment:

HERZmed GmbH
Herkulan-Schwaiger-Gasse 16
82487 Oberammergau

Ihr Handelspartner / Your trade partner:

A large rectangular area enclosed by a dotted line, intended for a signature or stamp.