

Blutdruckmessgerät PRO

1- oder 2-Schlauchsystem



Präzision, auf die Sie sich verlassen können.

Das manuelle Blutdruckmessgerät überzeugt durch eine zuverlässige und präzise Blutdruckmessung im Praxis-, Klinik- und Pflegealltag.

Erhältlich als 1- oder 2-Schlauchsystem, bietet es eine robuste Verarbeitung, ein gut ablesbares Manometer und eine langlebige Manschette für den täglichen Einsatz. Die einfache Handhabung und hohe Messgenauigkeit machen es zum idealen Begleiter für medizinisches Fachpersonal.

Präzise messen. Sicher entscheiden.

Ob 1- oder 2-Schlauchsystem – unser Blutdruckmessgerät vereint Genauigkeit, Komfort und Langlebigkeit. Das ergonomische Design, die hochwertige Verarbeitung und das leicht ablesbare Manometer sorgen für zuverlässige Messergebnisse – Tag für Tag.

Detailansichten



1- Schlauch System



2- Schlauch System



Präzisionsmanometer mit gut ablesbarer Skala

Highlights

- Präzisionsmanometer mit gut ablesbarer Skala
- Wahlweise 1- oder 2-Schlauchsystem
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Ergonomische Handpumpe mit fein dosierbarem Luftablassventil
- Manschetten in verschiedenen Größen erhältlich
- Für den täglichen professionellen Einsatz entwickelt

Robuste und langlebige Konstruktion

Stoßgeschützte Präzisionsmanometer

Präzisionsmanometer mit gut ablesbarer Skala

Messbereich: 0 – 300 mmHg
Präzise Anzeige in 2-mm-Hg-Schritten

Für den täglichen professionellen Einsatz entwickelt

in Arztpraxen, Kliniken,
Pflegeeinrichtungen und im
Rettungsdienst.

Fein dosierbares Luftablassventil

Komfortable Bedienung durch
Einhand-Pumpe mit Drehventil

Wahlweise 1- oder 2-Schlauch System

Ergonomische Handpumpe

Leichtgängige Handpumpe.



Manschetten in verschiedenen Größen erhältlich

Manschettengröße New Born bis XL
– abwaschbar

Produktdatenblatt/Product data:

HERZmed Blutdruckmessgerät PRO HERZmed PRO Blood Pressure Monitor



HERZmed[®]

Gewicht/Weight	ca. 200 g	approx. 200 g
Farbe/Colour	schwarz	black
Artikel-Nr. HERZmed	101001 Blutdruckmessgerät PRO I Black 1-Schlauch-System 101002 Blutdruckmessgerät PRO II Black 2-Schlauch-System	101001 PRO I Black Blood Pressure Monitor 1-tube system 101002 PRO II Black Blood Pressure Monitor 2-tube system
GTIN	PRO I Black - 4251697702869 PRO II Black - 4251697702807	PRO I Black - 4251697702869 PRO II Black - 4251697702807
VPE/Packaging unit	Einzelverpackung / Karton 50 Stück	Single packaging / carton 50 pieces
Produktbeschreibung/ Product description	Manuelles Blutdruckmessgeräte mit 1- oder 2-Schlauchsystem. Geeignen für den professionellen Einsatz in Arztpraxen, Kliniken, Pflegeeinrichtungen und im Rettungsdienst. Stoßgeschützte Präzisionsmanometer, leichtgängige Handpumpe und strapazierfähigen Manschetten sorgen für eine komfortable und zuverlässige Anwendung.	Manual blood pressure monitors available with either a 1-tube or 2-tube system. Suitable for professional use in doctors' offices, hospitals, nursing facilities, and emergency medical services. Shock-resistant precision pressure gauges, a smooth-operating hand pump, and durable cuffs ensure comfortable and reliable use.
Allgemeine Attribute/ General attributes	Messmethode: Auskultatorische Blutdruckmessung Messbereich: 0–300 mmHg Skaleneinteilung: 2 mmHg Messgenauigkeit: ±3 mmHg Manometer: Mechanisches Präzisionsmanometer Schlauchsystem: Wahlweise 1- oder 2-Schlauchsystem Luftablass: Fein regulierbares Schraubventil Manschetten: Nylon mit Klettverschluss, abwaschbar Manschettengrößen: Newborn bis XL Betriebstemperatur: +10 °C bis +40 °C Lagertemperatur: -20 °C bis +55 °C Einsatzbereich: Praxis, Klinik, Pflege, Rettungsdienst	Measurement method: Auscultatory blood pressure measurement Measurement range: 0–300 mmHg Scale graduation: 2 mmHg Measurement accuracy: ±3 mmHg Manometer: Precision mechanical manometer Tubing system: Choice of 1- or 2-tube system Air release: Finely adjustable screw valve Cuffs: Nylon with Velcro fastener, washable Cuff sizes: Newborn to XL Operating temperature: +10 °C to +40 °C Storage temperature: -20 °C to +55 °C Applications: Medical practices, hospitals, nursing care, emergency medical services.
Klassifizierung/ Classification	MD Medizinprodukt nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU)2017/745. Gemäß Anhang VIII der Verordnung 2017/745 in Klasse I eingestuft. Hier findet Kapitel III Regel 1 Anwendung.	MD Medical device according to MPG, Directive 93/42/EEC and Regulation MDR (EU)2017/745. Classified as Class I according to Annex VIII of Regulation 2017/745. Chapter III Rule 1 applies here.
Sterilität/Sterility	 Nicht Steril	 Non Sterile
Material	 Nicht aus Naturkautschuk hergestellt	 Not made with natural rubber latex
Lagerung/Storage	 vor Nässe schützen	 Store in a dry place

Bestellung und Beratung durch:



HERZmed GmbH
Herkulan-Schwaiger-Gasse 16
82487 Oberammergau

Tel.: +49 (0) 8822 824 0002

Fax: +49 (0) 8822 824 0006

Mail: herzmed@herzmed.de

Web: www.herzmed.de

www.herzmed.com/produkte/blutdruckmessgeraet

Die dargestellten Produkte sind ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.herzmed.de. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers.

Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.herzmed.de einsehen können.



REV 01.07.2026